

Liste der freigegebenen vorgefüllten Spritzen für Accutron MR3
List of approved pre-filled syringes for Accutron MR3

Folgende vorgefüllte Spritzen sind für den Kontrastmittelinjektor Accutron MR3 durch die MEDTRON AG freigegeben:

The following pre-filled syringes for the contrast medium injector Accutron MR3 have been approved by MEDTRON AG:

Hersteller Manufacturer	Bezeichnung der Spritze Designation of syringe	MEDTRON Adapter MEDTRON Adaptor
Guerbet	Glass syringe Dotarem (15 ml, 20 ml)	MR3 syringe adapter CM Type D-1
Bracco	ProHance (17 ml)	
Schering	Magnevist (15 ml, 20 ml)	
Schering	Gadovist (15 ml)	
GE Healthcare	Omniscan (15 ml, 20 ml)	
GE Healthcare	Clariscan (15 ml, 20 ml)	
Guerbet	Plastic syringe Dotarem (15 ml, 20 ml)	MR3 syringe adapter CM Type D-2
Bracco	MultiHance (10 ml, 15 ml, 20 ml)	MR3 syringe adapter CM Type M

Sollten andere Spritzen als die oben genannten eingesetzt werden, übernimmt die MEDTRON AG keine Verantwortung.

MEDTRON AG assumes no responsibility if syringes other than those mentioned above are used.

Saarbrücken, 2021-09-15

MEDTRON AG

Stefan Kreber

Head of Research and Development Active Medical Devices